

hoday
— Care —

Manuel d'utilisation

Intrucciones de uso

ASPIRATEUR ANTI CELLULITE


ASPIRADORA ANTI CELULÍTICA

Merci d'avoir choisi notre produit. Veuillez lire attentivement ce manuel pour utiliser votre produit sans risque et en profiter pleinement. / Gracias por elegir nuestro producto. Lea atentamente este manual para utilizar su dispositivo de forma segura y aprovechar al máximo.

Ref. : 557622 – Lot N° : 02-21/01
Importé par/importado por BMR Group 122 Rue du commandant Rolland, 13008 Marseille - France / Francia
Distribué par/Distribuido por GIF DIFFUSION SAS – BP40 ZI la Boulbène, 47300 Villeneuve / Lot - France / Francia



FR : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.
ES : Los productos eléctricos no deben ser arrojados con los desechos domésticos. Gracias por reciclarlos en los sitios de colecta previstos con este fin. Diríjase hacia las autoridades locales o su revendedor para obtener consejos sobre el reciclaje.



Voyant de marche
Luz de energía

Bouton de réglage de la pression d'aspiration
Perilla de ajuste de la presión de succión

Ventouse rouleau simple
Ventosa solo rodillo

Bouton marche/arrêt
Botón de encendido/apagado

Voyant de chargement
Luz de carga

Voyant de chargement
Luz de carga

Port de chargement sur le corps principal
Enchufe de carga en el cuerpo principal

Bouton de réglage de la vitesse de massage
Perilla de control de la velocidad del masaje

Port de chargement
Enchufe de carga

Bouton verrouillage/déverrouillage
Botón de bloqueo/desbloqueo

Ventouse double rouleaux
Ventosa doble rodillo

Câble USB
Cable USB

Socle de chargement
Base de carga

CONSIGNES DE SÉCURITÉ/INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ POUR PRÉVENIR LES RISQUES DE CHOCS ÉLECTRIQUES, D'ACCIDENTS OU DE DOMMAGES SUR L'APPAREIL, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS :

FONCTIONNEMENT/OPERACIÓN

A. CHARGEMENT PAR CÂBLE D'ALIMENTATION :
- Insérez le câble USB fourni dans l'appareil puis à l'aide d'un adaptateur non-inclus, branchez l'ensemble à une prise murale. Assurez-vous que la tension indiquée sur l'adaptateur correspond à la tension principale de la prise murale.
B. Vérifiez que le bouton de verrouillage/déverrouillage situé sur le côté du produit est en position déverrouillage (vers le haut). Le témoin lumineux de charge (sur l'appareil) est rouge.
C. CHARGEMENT SUR LE SOCLE DE CHARGEMENT : Introduire l'aspirateur anti cellulite dans son socle. Vérifiez que l'interrupteur situé sur le côté du produit est en position déverrouillage (vers le haut). Si l'appareil est déchargé, le témoin lumineux sur le socle est rouge, la lumière devient verte et sur l'appareil, rouge. Avant son utilisation, chargez l'appareil pendant au moins 8 heures.
D. Après avoir chargé le produit, choisissez la bonne tête de massage pour la zone du corps à traiter :
- Ventouse avec rouleau simple : petites zones du corps telles que les bras, le ventre, le dos ou les clavicules.
- Ventouse avec double rouleaux : les jambes, l'abdomen, les hanches et les fesses.
E. Pour placer/retirer la tête de la ventouse, il suffit juste de la tourner par le verrouiller/déverrouiller.
F. En fonction du confort de votre peau, augmentez ou diminuez la vitesse de massage.
G. Si la ventouse ne glisse pas correctement sur la peau, appuyez sur le bouton de réglage de la pression d'aspiration.
H. Une fois votre séance terminée, mettez le bouton de verrouillage/déverrouillage en position verrouillage (vers le bas).
- Avant le massage, appliquez sur votre peau de l'huile pour le corps. L'utilisation de l'aspirateur anti cellulite sans huile peut provoquer une gêne
- Après le massage, appliquez sur votre peau de la crème hydratante. Cela vous assurera des meilleurs résultats et une peau plus douce.
A. CARGANDO POR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN :
- Inserte el cable USB suministrado en la cámara y luego, con un adaptador no incluido, conéctelo a una toma de corriente. Asegúrese de que el voltaje indicado en el adaptador coincida con el voltaje principal del enchufe de la pared.
B. Asegúrese de que el botón de bloqueo/desbloqueo del lateral del producto esté en la posición de desbloqueo (arriba). La luz indicadora de carga (en la unidad) es roja.
C. CARGA EN LA BASE DE CARGA: Inserte la aspiradora anti celulítica en su base. Compruebe que el interruptor del lateral del producto está en la posición de desbloqueo (arriba). Si la unidad está descargada, la luz indicadora de la base es roja. Una vez cargada, la luz se vuelve verde y en la unidad, roja. Cargue el dispositivo durante al menos 8 horas antes de usarlo.
D. Después de cargar el producto, seleccione el cabezal de masaje correcto para la zona del cuerpo a tratar.
- Ventosa de un solo rodillo: pequeñas áreas del cuerpo como los brazos, el estómago, la espalda o las clavículas.
- Ventosa con doble rodillo: piernas, abdomen, caderas y nalgas.
E. Para colocar/quitar la cabeza de la ventosa, sólo hay que girarla para bloquearla/desbloquearla.
F. Dependiendo del confort de su piel, aumente o disminuya la velocidad del masaje.
G. Si la ventosa no se desliza correctamente sobre la piel, presione el botón de ajuste de la presión de succión.
H. Cuando haya terminado su sesión, gire el botón de bloqueo/desbloqueo a la posición de bloqueo (abajo).
- Antes del masaje, aplique el aceite corporal a su piel. El uso de la aspiradora anti celulítica sin aceite puede causar molestias.
- Después del masaje, aplique crema hidratante a su piel. Esto asegurará los mejores resultados y una piel más suave.

ENTRETIEN/LIMPIEZA

- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
- N'immergez pas l'appareil de massage dans l'eau.
- Après chaque utilisation, nettoyez les ventouses et le corps principal à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humide.
- Siempre desenchufe la unidad antes de limpiarla.
- No sumerja el masajeador en agua.
- Después de cada uso, limpie las ventosas y el cuerpo principal con un paño suave, ligeramente húmedo.

TECHNIQUE DE MASSAGE/TÉCNICA DE MASAJE

- Pour chaque zone à masser, assurez-vous de vous familiariser avec l'appareil. N'oubliez pas de toujours masser dans la direction du cœur. Après chaque mouvement vers le haut, appuyez sur le bouton de la pression d'aspiration pour que la ventouse lâche la peau et commencez un autre mouvement.
- Ajustez le niveau de vitesse pour que le massage soit confortable.
- Si vous souhaitez masser plusieurs parties de votre corps, commencez toujours par la partie la plus haute et poursuivez de haut en bas.
- Faites des séances de massage tous les 2 jours jusqu'à ce que vous soyez satisfaite des effets. Ensuite, utilisez l'appareil une semaine sur deux pour gagner en minceur et voir les résultats en cm.

1

- Ce produit est destiné uniquement aux adultes.
- L'appareil est destiné à un usage domestique et personnel pour des raisons d'hygiène.
- Il ne s'agit pas d'un appareil médical. Il est destiné à être utilisé uniquement pour le massage.
- Si vous souffrez d'une maladie, vous suivez un traitement ou si vous êtes enceinte, consulter votre médecin avant d'utiliser le produit.
- Il n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expériences et de connaissances, sauf si elles sont accompagnées d'une personne responsable.
- Vérifier que l'appareil est éteint avant de brancher le câble d'alimentation.
- Il est conseillé de démarrer l'aspirateur anti cellulite à vitesse faible puis d'augmenter progressivement selon les besoins.
- Ne pas masser une zone pendant plus de 10 minutes.
- Ne pas laisser l'appareil dans un endroit où les enfants pourraient jouer.
- Ne pas utiliser le produit sur des varices, les grains de beauté ou les tissus cutanés endommagés.
- Ne pas utiliser le produit sur des cicatrices récentes ou visibles. Éviter de passer sur le nombril.
- Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
- Si l'abdomen est dur et chaud, ne pas utiliser l'appareil et consulter votre médecin.
- Si vous ressentez une irritation, une douleur ou une gêne, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.
- Après avoir passé l'aspirateur, vous pourriez remarquer une rougeur sur la peau, ceci est normal et temporaire.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau. Ne pas l'utiliser à proximité de liquides.
- Assurez-vous que le produit n'est pas exposé à la lumière directe du soleil ou posé près de toutes sources de chaleur.

2

- Ne pas l'utiliser si le produit, le cordon d'alimentation ou la prise murale est endommagé.
- Ne pas essayer de démonter ou de réparer l'appareil soi-même.
- Si l'appareil ou ses éléments sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Veiller à ce qu'il ne subisse pas de coups, ni de chutes. Ne pas l'utiliser de façon inappropriée.
- Vérifier soigneusement l'appareil et ses éléments avant chaque utilisation.
- Utiliser et charger l'appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Débrancher toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.
PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, ACCIDENTES O DAÑOS EN EL DISPOSITIVO, SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Este producto está destinado a ser utilizado únicamente por adultos.
- El aparato está destinado al uso doméstico y personal por razones de higiene.
- Esto no es un dispositivo médico. Está destinado a ser utilizado sólo para el masaje.
- Si tiene una enfermedad, está en tratamiento o está embarazada, por favor consulte a su médico antes de usar el producto.
- No está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén acompañados por una persona responsable.
- Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de conectar el cable de alimentación.
- Es aconsejable poner en marcha la aspiradora anti celulítica a baja velocidad y luego aumentarla gradualmente según sea necesario.
- No masajear una zona durante más de 10 minutos.
- No deje la máquina en un lugar donde los niños puedan jugar.
- No utilice el producto en venas varicosas, lunares o tejido de piel dañado.
- No utilice el producto en cicatrices recientes o visibles. Evite usar en el ombligo.
- Si el abdomen está duro y caliente, no use el producto y consulte a su médico.
- Si experimenta irritación, dolor o molestias, interrumpa el uso inmediatamente y consulte a un médico.
- Después de pasar la aspiradora, puede notar un enrojecimiento de la piel, esto es normal y temporal.
- No sumerja el dispositivo en agua. No lo use cerca de líquidos.
- Asegúrese de que el producto no se exponga a la luz solar directa ni se coloque cerca de ninguna fuente de calor.
- No lo use si está embarazada o amamantando.
- No lo utilice si el producto, el cable de alimentación o la toma de corriente están dañados.
- No intente desmontar o reparar la unidad usted mismo.
- Si el producto o sus partes están dañados, deben ser reemplazados por el fabricante, su departamento de servicio o una persona con calificaciones similares para evitar el peligro.
- Asegúrate de que no se someta a golpes o caídas. No lo use de forma inadecuada.
- Revise cuidadosamente la unidad y sus componentes antes de cada uso.
- Utilice y cargue la cámara sólo con el adaptador de CA suministrado.
- Desenchufe siempre la cámara cuando no la use y antes de limpiarla.

4


- Pour maintenir les résultats souhaités au niveau des jambes, continuez à utiliser l'appareil au moins une fois par mois.
- Il est recommandé de masser son corps 5 à 10 minutes par jour. Efficace pour restaurer la fermeté et la douceur de la peau.
- N'utilisez pas l'appareil directement sur des varices, des veines ou pendant au moins 2 mois après une opération ou une chirurgie des veines.
- Para cada área a ser masajeadora, asegúrese de estar familiarizado con el dispositivo. Recuerde siempre masajear en dirección al corazón. Después de cada movimiento ascendente, presione el botón de presión de succión para liberar la ventosa de la piel e iniciar otro movimiento.
- Ajuste el nivel de velocidad para un masaje confortable.
- Si desea masajear varias partes de su cuerpo, siempre comience con la parte más alta y continúe de arriba a abajo.
- Masajea cada dos días hasta que esté satisfecho con los efectos. Entonces usa la máquina cada dos semanas para ganar en delgadez y ver los resultados en cm.
- Para mantener los resultados deseados en las piernas, continúe usando la máquina al menos una vez al mes.
- Se recomienda que se masajee el cuerpo durante 5 a 10 minutos al día. Eficaz en la restauración de la firmeza y la suavidad de la piel.
- No utilice el dispositivo directamente en las varices, venas o por lo menos durante 2 meses después de una operación o cirugía de venas.



CUISSES/JAMBES
MUSLOS/PIERNAS

FESSES - MALGAS

ABDOMEN



DOS - ESPALDA

BRAS - BRAZO

GARANTIE/GARANTÍA

- Une garantie de 2 ans est proposée sur le produit. La période de garantie débute à la date d'achat de la marchandise. Pendant la période de garantie, nous changeons les pièces ou le produit entier si besoin.
Remarque : le produit sous garantie comprend le corps principal de l'aspirateur anti cellulite.
- Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être présenté au magasin où vous l'avez acheté, accompagné de la facture ou du ticket de caisse qui peuvent prouver la date d'achat.
a. Elle ne sera pas appliquée en cas de:
- Dégâts du produit dus à une mauvaise utilisation ou à un manque d'entretien approprié.
- Usage due au vieillissement de l'appareil, chocs et rayures de l'emballage du produit.
b. Si le produit n'a pas été réparé et démonté par le service de réparation du magasin ou si les pièces ne sont pas celle utilisée par ce dernier, la garantie prendra fin.
c. - Le temps de garantie des pièces de rechange et du corps principal est conforme à la date d'expiration originale.
- Le service de réparation en dehors du cadre de la garantie sera facturé conformément à la réglementation en vigueur.
- Veuillez contacter le magasin où vous l'avez acheté pour toute question concernant le service d'entretien et la consultation.
- El producto tiene una garantía de 2 años. El periodo de garantía comienza en la fecha de compra de los bienes. Durante el periodo de garantía, cambiamos partes o todo el producto si es necesario.
Nota: El producto en garantía incluye el cuerpo principal de la aspiradora anti celulítica.
- Para beneficiarse de la garantía, el producto debe ser presentado en la tienda donde lo compró, acompañado de la factura o recibo de venta que pueda probar la fecha de compra.
a. No se aplicará en caso de:
- Daños en el producto debido a un mal uso o a la falta de un mantenimiento adecuado.
- Degrado por el envejecimiento del aparato, golpes y arañazos en el embalaje del producto.
b. Si el producto no ha sido reparado y desmontado por el servicio de reparación de la tienda o si las piezas no son las utilizadas por el servicio de reparación de la tienda, la garantía expirará.
c. - El periodo de garantía de las piezas de repuesto y del cuerpo principal está de acuerdo con la fecha de caducidad original.
- El servicio de reparación fuera de garantía se cobrará de acuerdo con la normativa vigente.
- Por favor, póngase en contacto con la tienda donde lo compró para preguntas de servicio y consulta.

hoday
— Care —

User's manual


Intrucciones de uso

ANTI CELLULITE VACUUM CLEANER

ANTI CELULITISSTOFZUIGER

Thank you for choosing our product. Please read this manual carefully to use your product safely and enjoy it to the fullest. Bedankt dat u voor ons product hebt gekozen. Lees deze handleiding zorgvuldig door om uw product veilig te gebruiken en er optimaal van te genieten.

Ref. : 557622 – Lot N° : 02-21/01
Imported by/Gelimporteerd door BMR GROUP - 122 rue du Commandant Rolland, 13008 Marseille - France / Frankrijk
Distributed by/Gedistribueerd door GIF DIFFUSION SAS - BP40 ZI la boulbène - 47300 Villeneuve / Lot - France / Frankrijk



EN : Electrical products must not be discarded with household waste. Please recycle them at collection points provided for this purpose. Contact local authorities or your retailer for advice on recycling. NL : Elektrische producten mogen niet als afval bij huishoudelijk afval weggegooid worden. Deze moeten gerecycled worden bij de daarvoor bestemde inzamelingspunten. U kunt zich richten tot de lokale overheid of tot uw verkoper om adviezen over recycling aan te vragen.



Power indicator light
Stroomindicatielampje

Suction pressure adjustment knob
Instelknop voor de zuigdruk

Single roller suction cup
Enkele rol zuignap

On/Off button
Aan/uit-knop

Charging indicator light
Oplaadindicatielampje

Massage speed control knob
Regelknop voor de snelheid van de massage

Charging socket
Oplaadcontactdoos

Charging indicator light
Oplaadindicatielampje

Charging socket on the main body
Oplaadcontactdoos op de hoofdbehuizing

Lock/unlock button
Vergrendel/ontgrendelknop

Double roller suction cup
Dubbele rollerzuignap

USB cable
USB kabel

Charging base
Laadbasis

SAFETY BRIEFING/VEILIGHEIDSBRIEFING

⚠ TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, ACCIDENTS OR DAMAGE TO THE DEVICE, FOLLOW THE INSTRUCTIONS BELOW:

OPERATION/WERKING

A. LOADING BY POWER CABLE :
- Insert the supplied USB cable into the unit and then, using an adapter not included, connect the unit to a wall outlet. Make sure that the voltage indicated on the adapter matches the main voltage of the wall outlet.
B. Make sure the lock/unlock button on the side of the product is in the unlocked (up) position. The charging indicator light (on the unit) is red .
C. CHARGING ON THE CHARGING BASE: Insert the massage cup into its base. Check that the switch on the side of the product is in the unlocked (up) position. If the unit is unloaded, the indicator light on the base is red. Once charged, the light turns green and on the unit, red. Charge the device for at least 8 hours before use.
D. After charging the product, select the correct massage head for the body area to be treated:
- Suction cup with single roller: small areas of the body such as the arms, stomach, back or collarbones.
- Suction cup with double rollers: legs, abdomen, hips and buttocks.
E. To place/remove the head of the suction cup, just turn it to lock/unlock it.
F. Depending on the comfort of your skin, increase or decrease the massage speed.
G. If the suction cup does not slide properly on the skin, press the suction pressure adjustment knob.
H. When you have finished your session, turn the lock/unlock button to the lock position (down).
- Before massage, apply body oil to your skin. Use of the massage device without oil may cause discomfort.
- After the massage, apply moisturizing cream to your skin. This will ensure the best results and softer skin.
A. LADEN VIA DE STROOMKABEL :
- Steek de meegeleverde USB-kabel in het apparaat en sluit het apparaat vervolgens met een niet meegeleverde adapter aan op een stopcontact. Zorg ervoor dat de spanning die op de adapter staat aangegeven overeenkomt met de hoofdspanning van het stopcontact.
B. Zorg ervoor dat de vergrendel/ontgrendelknop aan de zijkant van het product in de ontgrendelde (opwaartse) positie staat. Het oplaadindicatielampje (op het apparaat) is rood.
C. OPLADEN OP DE OPLADENDE BASIS: Plaats de massagebeker in de basis. Controleer of de schakelaar aan de zijkant van het product in de ontgrendelde (opwaartse) positie staat. Als het apparaat wordt ontgrendeld, is het indicatielampje op de basis rood. Als het apparaat eenmaal is opgeladen, wordt het lampje groen en op het apparaat rood. Laad het apparaat voor gebruik minstens 8 uur op.
D. Selecteer na het opladen van het product de juiste massagekop voor het te behandelen lichaamsdeel:
- Zuigkop met enkele roller: kleine delen van het lichaam zoals de armen, de buik, de rug of de sleutelbeenderen.
- Zuigkop met dubbele rollen: benen, buik, heupen en billen.
E. Om de kop van de zuignap te plaatsen/verwijderen, hoeft u alleen maar te draaien om deze te vergrendelen/ontgrendelen.
F. Verhoog of verlaag de snelheid van de massage, afhankelijk van het comfort van uw huid.
G. Als de zuignap niet goed op de huid glijdt, drukt u op de instelknop voor de zuigdruk.
H. Wanneer u klaar bent met uw sessie, draait u de vergrendel/ontgrendelknop in de vergrendelstand (naar beneden).
- Breng voor de massage lichaamsolie aan op uw huid. Het gebruik van het massageapparaat zonder olie kan ongemak veroorzaken.
- Breng na de massage vochtinbrengende crème aan op uw huid. Dit zorgt voor het beste resultaat en een zachtere huid.

MAINTENANCE/ONDERHOUD

- Always unplug the unit before cleaning it.
- Do not immerse the massager in water.
- After each use, clean the suction cups and main body with a soft, slightly damp cloth.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Dompel de stimulator niet onder in water.
- Maak na elk gebruik de zuignappen en het apparaat schoon met een zachte, licht vochtige doek.

MESSAGE TECHNIQUE/MASSAGETECHNIEK

- For each area to be massaged, make sure you are familiar with the device. Remember to always massage in the direction of the heart. After each upward movement, press the suction pressure button to release the suction cup from the skin and start another movement.
- Adjust the speed level for a comfortable massage.
- If you wish to massage several parts of your body, always start with the highest part and continue from top to bottom.
- Massage every other day until you are satisfied with the effects. Then use the machine every other week to gain slimmness and see the results in cm.
- To maintain the desired leg results, continue to use the machine at least once a month.
- It is recommended that you massage your body for 5 to 10 minutes a day. Effective in restoring firmness and softness to the skin.
- Do not use the device directly on varicose veins, veins or for at least 2 months after an operation or vein surgery.


5

- Keep out of reach of children.
- This product is intended for use by adults only.
- The appliance is intended for domestic and personal use for hygienic reasons.
- This is not a medical device. It is intended to be used for massage only.
- If you have an illness, are undergoing treatment or are pregnant, please consult your physician before using the product.
- It is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless accompanied by a responsible person.
- Make sure that the appliance is switched off before connecting the power cable.
- It is advisable to start the massager at low speed and then gradually increase it as needed.
- Do not massage an area for more than 10 minutes.
- Do not leave the machine in a place where children can play.
- Do not use the product on varicose veins, moles or damaged skin tissue.
- Do not use the product on recent or visible scars. Avoid using on the belly button.
- If the abdomen is hard and warm, do not use the product and consult your doctor.
- If you experience irritation, pain or discomfort, discontinue use immediately and consult a physician.
- After passing the massage cup, you may notice redness on the skin, this is normal and temporary.
- Do not immerse the device in water. Do not use it near liquids.
- Make sure that the product is not exposed to direct sunlight or placed near any heat sources.
- Do not use if you are pregnant or breastfeeding.
- Do not use if the product, power cord or wall outlet is damaged.
- Do not attempt to disassemble or repair the unit yourself.
- If the product or its parts are damaged, they must be replaced by the manufacturer, its service department, or a person with similar qualifications to avoid danger.
- Make sure that it is not subjected to knocks or falls. Do not use it improperly.
- Carefully check the unit and its components before each use.
- Use and charge the camera only with the supplied AC adapter.
- Always unplug the camera when not in use and before cleaning.

OM HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN, ONGELUKKEN OF SCHADE AAN HET APPARAAT TE VOORKOMEN, MOET U DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES VOLGEN:
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen.
- Het apparaat is om hygiënische redenen bedoeld voor huishoudelijk en persoonlijk gebruik.
- Dit is geen medisch apparaat. Het is uitsluitend bedoeld voor massage.
- Als u een ziekte hebt, in behandeling bent of zwanger bent, raadpleeg dan uw arts voordat u het product gebruikt.
- Het is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij onder begeleiding van een verantwoordelijke persoon.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het netsoort aansluit.
- Het is raadzaam om de stimulator met een lage snelheid te starten en deze vervolgens geleidelijk aan te verhogen als dat nodig is.
- Masseer een gebied niet langer dan 10 minuten.
- Laat het apparaat niet achter op een plaats waar kinderen kunnen spelen.
- Gebruik het product niet op spataders, mollen of beschadigd huidweefsel.
- Gebruik het product niet op recente of zichtbare littekens. Vermijd gebruik op de navel.
- Als de buik hard en warm is, gebruik het product dan niet en raadpleeg uw arts.
- Als u irritatie, pijn of ongemak ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg een arts.
- Na het passeren van de massagebeker kunt u roodheid op de huid merken, dit is normaal en tijdelijk.
- Dompel het apparaat niet onder in water. Gebruik het niet in de buurt van vloeistoffen.
- Zorg ervoor dat het product niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen wordt geplaatst.
- Gebruik het niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
- Gebruik het apparaat niet als het product, het netsoort of het stopcontact beschadigd is.
- Probeer het apparaat niet zelf te demonteren of te repareren.
- Als het product of de onderdelen ervan beschadigd zijn, moeten ze worden vervangen door de fabrikant, de serviceafdeling of een persoon met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan staten of vallen. Gebruik het niet op onjuiste wijze.
- Controleer het apparaat en zijn onderdelen zorgvuldig voor elk gebruik.
- Gebruik en laad de camera alleen met de meegeleverde AC-adaptor.
- Haal altijd de stekker van de camera uit het stopcontact als u deze niet gebruikt en voordat u de camera schoonmaakt.

8

- Zorg ervoor dat u voor elk te masseren gebied bekend bent met het apparaat. Vergoet niet om altijd in de richting van het hart te masseren. Druk na elke opwaartse beweging op de zuigdrukknoop om de zuignap van de huid los te maken en een nieuwe beweging te starten.
- Pas de snelheid aan voor een comfortabele massage.
- Als u meerdere delen van uw lichaam wilt masseren, begin dan altijd met het hoogste deel en ga verder van boven naar beneden.
- Masseer om de dag tot u tevreden bent met de effecten. Gebruik het apparaat vervolgens om de week om slankheid te krijgen en het resultaat in cm te zien.
- Om de gewenste beesresultaten te behouden, blijft u het apparaat minstens één keer per maand gebruiken.
- Het is aan te raden om uw lichaam 5 tot 10 minuten per dag te masseren. Effectief in het herstellen van de stevigheid en zachtheid van de huid.
- Gebruik het apparaat niet direct op spataders, aders of gedurende ten minste 2 maanden na een operatie of aderoperatie.



THIGHS/LEGS
DIEN/BENEN

BUTTOCKS - BILLEN

ABDOMEN - ONDERBUIK

BACK - TERUG

ARM - ARM

WARRANTY/GARANTIE

- A 2-year warranty is offered on the product. The warranty period begins on the date of purchase of the goods. During the warranty period, we change parts or the entire product if necessary.
Note: The product under warranty includes the main body of the electric massage cup.
- To benefit from the warranty, the product must be presented to the store where you purchased it, accompanied by the invoice or sales receipt that can prove the date of purchase.
a. It will not be applied in case of:
- Damage to the product due to misuse or lack of proper maintenance.
- Wear and tear due to the aging of the device, shocks and scratches on the product packaging.
b. If the product has not been repaired and disassembled by the store's repair service or if the parts are not those used by the store's repair service, the warranty will expire.
c. - The warranty period for replacement parts and main body is in accordance with the original expiration date.
- Out-of-warranty repair service will be charged in accordance with current regulations.
- Please contact the store where you purchased it for service and consultation questions.
- Op het product wordt 2 jaar garantie gegeven. De garantietermijn begint op de datum van aankoop van de goederen. Tijdens de garantietermijn vervangen wij indien nodig onderdelen of het gehele product.
Opmerking: Het product onder garantie omvat het hoofdgedeelte van de elektrische massagebeker.
- Om van de garantie te kunnen profiteren, moet het product worden aangeboden aan de winkel waar u het hebt gekocht, vergezeld van de factuur of de kassabonnetje van de datum van aankoop kan bewijzen.
a. Het zal niet worden toegepast in geval van:
- Schade aan het product door verkeerd gebruik of gebrek aan goed onderhoud.
b. Als het product niet is gerepareerd en gedemonteerd door de reparatieservice van de winkel of als de onderdelen niet door de reparatieservice van de winkel worden gebruikt, vervalt de garantie.
c. - De garantietermijn voor vervangende onderdelen en het hoofdgedeelte is in overeenstemming met de oorspronkelijke vervaldatum.
- De reparatieservice buiten de garantietermijn zal in rekening worden gebracht in overeenstemming met de geldende voorschriften.
- Neem contact op met de winkel waar u het gekocht heeft voor service en advies.